


Catalogue des Caissons

<https://oxygenation-hyperbare.fr>



Caisson hyperbare portable –

Modèle allongé XP80/90

- Pression de service de **1,4 ATA (6 psi)**
- **2 fermetures éclair** pour une ouverture et une entrée facilitée
- **5 grandes fenêtres d'observation** transparentes pour prévenir la claustrophobie
- Housse de protection en **coton**, antiallergie et facile à nettoyer
- Les modèles les plus populaires pour la **thérapie à domicile** ou un usage commercial
- **Valve d'urgence** – décompression accélérée en cas d'urgence
- **Utilisation simple** – une personne seule peut effectuer l'opération sans aide
- Fournit **93 % d'oxygène** sous pression via des casques/masques à oxygène
- **Manomètre interne** – l'utilisateur peut surveiller la pression à l'intérieur du caisson
- **Structure métallique interne** – maintient la forme lors du dégonflage
- **2 valves d'évacuation d'air**



Caisson hyperbare portable – – – – –

Modèle allongé: XP80/90

- **Pression de service de 1,5 ATA (7 psi)**
- **2 fermetures éclair** pour une ouverture et une entrée facilitée
- **7 grandes fenêtres d'observation** transparentes pour prévenir la claustrophobie
- **Housse de protection en coton**, antisalissure et facile à nettoyer
- Les modèles les plus populaires pour la **thérapie à domicile** ou un usage commercial
- **Valve d'urgence** – décompression accélérée en cas d'urgence
- **Utilisation simple** – une personne seule peut effectuer l'opération sans aide
- Fournit **93 % d'oxygène** sous pression via des casques ou masques à oxygène
- **Manomètre interne** – l'utilisateur peut surveiller la pression à l'intérieur du caisson
- **Structure métallique interne** – maintient la forme lors du dégonflage
- **2 valves d'évacuation** d'air



Caisson hyperbare portable –

Modèle assis et allongé: XP2260

- **Pression de service de 1,5 ATA (6 psi)**
- **2 fermetures à glissière** pour une ouverture et une entrée facilitée
- **4 grandes fenêtres d'observation transparentes** pour prévenir la claustrophobie
- **Housse de protection en coton**, évite les salissures et facile à nettoyer
- **Les modèles les plus populaires** pour une thérapie à domicile ou un usage cor
- **Valve d'urgence** - décompression accélérée en cas d'urgence
- **Utilisation simple** - une personne peut effectuer l'opération sans aide
- **Fournit 93 % d'oxygène sous pression** via des écouteurs/masques à oxygène
- **Manomètre interne** - l'utilisateur peut observer la pression dans la chambre
- **Structure métallique interne** - maintient la forme lors du dégonflage
- **2 valves de décharge d'air**



Caisson hyperbare portable pour fauteuil roulant

Modèle assis: XP1680

- **Pression de service de 1,4 ATA (6 psi)**
- **2 fermetures à glissière** pour une ouverture et une entrée facilitée
- **4 grandes fenêtres d'observation transparentes** pour prévenir la claustrophobie
- **Housse de protection en coton**, évite les salissures et facile à nettoyer
- **Les modèles les plus populaires** pour une thérapie à domicile ou un usage commercial
- **Valve d'urgence** - décompression accélérée en cas d'urgence
- **Utilisation simple** - une personne peut effectuer l'opération sans aide
- **Fournit 93 % d'oxygène sous pression** via des écouteurs/masques à oxygène
- **Manomètre interne** - l'utilisateur peut observer la pression dans la chambre
- **Structure métallique interne** - maintient la forme lors du dégonflage
- **2 valves de décharge d'air**



Caisson hyperbare rigide

Modèle allongé: XH1876/1886

- **Pression de service de 1,5 / 2,0 / 2,5 ATA (9 psi)**
- **Disponible en diamètres de 76 et 86 cm**
- **Système d'interphone** pour une communication bidirectionnelle
- **Système de contrôle pneumatique automatique**
- **Deux grandes fenêtres transparentes** de chaque côté
- **Peut fournir 93 % d'oxygène pur** via un masque à oxygène
- **Installation et utilisation faciles**
- **Valve d'échappement ultra silencieuse**
- **Intègre un compresseur d'air, un concentrateur d'oxygène et un refroidisseur**



Caisson hyperbare rigide

Modèle assis: XH18200

- **Pression de service de 1,5 / 2,0 / 2,5 ATA (9 psi)**
- **Disponible en diamètres de 76 et 86 cm**
- **Système d'interphone** pour une communication bidirectionnelle
- **Système de contrôle pneumatique automatique**
- **Deux grandes fenêtres transparentes** de chaque côté
- **Peut fournir 93 % d'oxygène pur** via un masque à oxygène
- **Installation et utilisation faciles**
- **Valve d'échappement ultra silencieuse**
- **Intègre un compresseur d'air, un concentrateur d'oxygène et un refroidisseur**



Caisson hyperbare rigide bi place

Modèle assis: XH18180

- **Pression de service de 2,0 ATA (15 psi)**
- **Porte d'entrée coulissante**, joint d'étanchéité, système d'ouverture et d'abaissement de porte
- **Système d'interphone** pour une communication bidirectionnelle
- **Système de contrôle pneumatique automatique**
- **Deux grandes fenêtres transparentes** de chaque côté
- **Installation et utilisation faciles**
- **Fournit 93 % d'oxygène sous pression** via des écouteurs/masques à oxygène
- **Manomètre interne** - l'utilisateur peut observer la pression dans la chambre
- **Valve d'échappement ultra-silencieuse**
- **Intègre un compresseur d'air, un concentrateur d'oxygène et un refroidisseur**

